

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

### ИЗУЧЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ

**Цель работы:** изучение электрических собственных колебаний в контуре, содержащем последовательно соединенные катушку с индуктивностью  $L$ , конденсатор с емкостью  $C$  и резистор с сопротивлением  $R$ .

#### ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Свободными затухающими колебаниями называются колебания, амплитуда которых из-за потерь энергии колебательной системой с течением времени уменьшается. Закон, по которому происходят колебания, зависит от свойств колебательной системы. Система называется линейной, если параметры, характеризующие существенные в рассматриваемом процессе физические свойства системы, не изменяются в ходе процесса.

Линейными системами являются, к примеру, пружинный маятник при малых деформациях пружины, колебательный контур индуктивность, ёмкость и сопротивление которого не зависит ни от тока в контуре, ни от напряжения.

Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний линейной системы имеет вид

$$\frac{d^2 S}{dt^2} + 2\delta \frac{dS}{dt} + \omega_0^2 S = 0, \quad (9.1)$$

где  $S$  – колеблющаяся величина,  $\delta = const$  – коэффициент затухания,  $\omega_0$  – циклическая частота свободных незатухающих колебаний той же колебательной системы при отсутствии потерь энергии (при  $\delta = 0$ ) называется собственной частотой колебательной системы.

Решение уравнения (9.1) можно представить в виде

$$S = e^{-\delta t} u, \quad (9.2)$$

где  $u = u(t)$ . Чтобы определить вид функции  $u(t)$  вычислим первую и вторую производные выражения (9.2) и подставим их в (9.1)

$$\ddot{u} + (\omega_0^2 - \delta^2)u = 0.$$

Интерес представляет случай, когда  $\omega_0^2 - \delta^2 > 0$ .

Введём обозначение  $\omega^2 = \omega_0^2 - \delta^2$ . (9.3)

Тогда получаем дифференциальное уравнение

$$\ddot{u} + \omega^2 u = 0,$$

аналогичное дифференциальному уравнению свободных незатухающих колебаний.

Если затухание невелико и выполняется условие  $\omega_0^2 \gg \delta^2$ , то будут происходить колебания с частотой  $\omega$  по закону

$$u = A_0 \cos(\omega t + \varphi_0).$$

Следовательно, решение уравнения (9.1) имеет вид

$$S = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi_0), \quad (9.4)$$

где  $A = A_0 e^{-\delta t}$  (9.5)

- амплитуда затухающих колебаний,  $A_0$  – начальная амплитуда.

Зависимость (9.4) показана на рис. 9.1 сплошной линией, а зависимость (9.5) – штриховыми линиями. Из уравнения (9.4) следует, что система будет совершать колебания с частотой  $\omega$ .




Рис. 9.1

Строго говоря, затухающие колебания не являются периодическими, ввиду того, что затухание нарушает периодичность колебаний. Однако если затухание мало и выполняется условие  $\omega_0^2 \gg \delta^2$ , то можно условно использовать понятия периода и частоты затухающих колебаний. Период затухающих колебаний  $T$  (см. рис. 9.1) равен времени между двумя последующими максимумами колеблющейся величины. При малых затуханиях можно считать, что период колебаний остаётся постоянным.

Период затухающих колебаний

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}}.$$

При увеличении коэффициента затухания  $\delta$  период затухающих колебаний  $T$  и при  $\delta = \omega_0$  обращается в бесконечность. Это означает, что при  $\delta \geq \omega_0$  движение системы не будет колебательным. Такие процессы называются аperiodическими.

Если  $A(t)$  и  $A(t + T)$  – амплитуды двух последовательных колебаний, соответствующих моментам времени, отличающимся на период, то отношение

$$\frac{A(t)}{A(t + T)} = e^{\delta T}$$

называется декрементом затухания, а его логарифм

$$\Theta = \ln \frac{A(t)}{A(t + T)} = \delta T$$

- логарифмическим декрементом затухания.

Важной характеристикой колебательной системы является добротность  $Q$  – безразмерная величина, равная произведению  $2\pi$  на отношение энергии  $W(t)$  колебаний системы в произвольный момент времени  $t$  к убыли этой энергии за промежуток времени от  $t$  до  $t + T$ , то есть за один период колебания:

$$Q = 2\pi \frac{W(t)}{W(t) - W(t + T)}.$$

Так как энергия  $W(t)$  пропорциональна квадрату амплитуды колебаний  $A(t)$ , то

$$Q = 2\pi \frac{A^2(t)}{A^2(t) - A^2(t + T)} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\beta T}} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\delta}}.$$

При малых значениях логарифмического декремента затухания ( $\delta \ll 1$ ) ( $1 - e^{-2\delta} \approx 2\delta$ ) и добротность колебательной системы

$$Q = \frac{\pi}{\Theta} = \frac{\pi}{\delta T_0} = \frac{\omega_0}{2\delta} \quad (9.6)$$

( $T$  принято равным  $T_0$ , так как затухание невелико ( $\omega_0^2 \gg \delta^2$ )).

## ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Рассмотрим колебательный контур – цепь, состоящую из последовательно соединённых катушки индуктивности  $L$ , конденсатора ёмкостью  $C$  и резистора сопротивлением  $R$  (рис. 9.2). Если конденсатор зарядить, сообщив его обкладкам заряд  $\pm q_m$  и замкнуть цепь, то в контуре начнут совершаться электрические колебания, заключающиеся в периодической перезарядке конденсатора. При этом энергия электрического поля конденсатора будет переходить в энергию магнитного поля катушки и наоборот, а по цепи будет течь переменный по величине и направлению ток  $I$ .




Рис. 9.2

Электрические колебания в контуре будут затухающими ввиду того, что сумма энергий конденсатора и катушки будет непрерывно уменьшаться за счёт её преобразования в теплоту, выделяющуюся на резисторе.

Согласно закону Ома для контура можно записать

$$IR + U_C = E_S,$$

где  $IR$  – напряжение на резисторе,  $U_C = \frac{q}{C}$  – напряжение на конденсаторе,  $E_S = -L \frac{dI}{dt}$  –

ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке при протекании в ней тока. Следовательно,

$$L \frac{dI}{dt} + IR + \frac{q}{C} = 0. \quad (9.7)$$

Разделив (9.7) на  $L$  и подставив значения  $I = \dot{q}$  и  $\frac{dI}{dt} = \ddot{q}$ , получим дифференциальное уравнение колебаний заряда в контуре:

$$\ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{1}{LC} q = 0. \quad (9.8)$$

Поскольку на контур не действуют никакие внешние ЭДС, то колебания в контуре будут свободными. Сопоставляя уравнения (1.1) и (1.8), приходим к выводу, что в колебательном контуре будут происходить свободные затухающие колебания заряда конденсатора по закону

$$q = q_m e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi_0),$$

где  $q_m$  – начальное значение заряда.

Сравнивая (9.1) и (9.8), можно также получить:

$$\delta = \frac{R}{2L} \quad \text{и} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Отсюда, в соответствии с (9.3), получим выражение для частоты колебаний

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}.$$

Подставив значения  $\delta$  и  $\omega_0$  в (9.6), получим ещё одно выражение для добротности контура

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Устройства, входящие в состав лабораторной установки, и схема их соединения приведены на рис. 9.3. Основной элемент установки – колебательный контур располагается в лабораторном модуле. На лицевой панели модуля (рис. 9.4) расположен пакетный переключатель, с помощью которого можно ступенчато изменять сопротивление контура  $R$ , а также изображена электрическая схема опыта.




Рис. 9.3




Рис. 9.4

К гнездам «П» лабораторного модуля подаётся прямоугольный сигнал от блока формирования импульсов. Напряжение с катушки индуктивности (гнезда *PO*) подаётся на усилитель электронного осциллографа. В промежутке между импульсами происходят затухающие колебания в контуре, которые можно наблюдать на экране осциллографа.

### ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Подсоединить кабелем блок формирования импульсов к лабораторному модулю .
2. Подсоединить кабелем усилитель электронного осциллографа с гнездами «*PO*» на лицевой панели модуля.
3. Установить пакетный переключатель на лицевой панели модуля в положение «0».
4. Включить в сеть электронный осциллограф, блок формирования импульсов, источник питания.
5. Установить выходное напряжение источника питания  $U = 12$  В.
6. Получить на экране осциллографа устойчивую картину затухающих колебаний.
7. Измерить на экране осциллографа амплитуды  $U_1(t)$  и  $U_2(t + nT)$  затухающих колебаний, разделенных  $n$  периодами при положении переключателя «0». Результаты занести в табл. 9.1.

Таблица 9.1

Положение переключателя	Число периодов $n$	$U_1(t)$ , дел.	$U_2(t + nT)$ , дел.	$\Theta$
0 ( $R = 0$ )				
1 ( $R = 100$ Ом)				
2 ( $R = 200$ Ом)				
3 ( $R = 300$ Ом)				
4 ( $R = 400$ Ом)				

8. Прodelать измерения аналогично п.1 для положений переключателя 1 - 5. Результаты занести в табл. 9.1.

9. Измерить время  $\tau_n$ , равное продолжительности  $n$  периодов колебаний в делениях на экране осциллографа при положении переключателя «1». Рассчитать период колебаний  $T_3$  по формуле  $T_3 = \frac{\tau_n}{n}$ .

### Обработка результатов измерений

1. По формуле  $\Theta = \frac{1}{n} \ln \frac{U_1(t)}{U_2(t+nT)}$  рассчитать логарифмический декремент для разных значений  $R$  и построить график  $\Theta = f(R)$  (рис. 9.5). Значения  $R$ , соответствующие различным положениям переключателя, приведены в табл. 9.1.




Рис. 9.5

2. Определить омическое сопротивление  $R_k$  катушки как точки пересечения графика с осью абсцисс на рис. 9.5.

3. Рассчитать период колебаний по формуле  $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{(R + R_k)^2}{4L^2}}}$  и сравнить с

экспериментальным значением  $T_3$ . Принять  $L = 100 \text{ мГн}$ ,  $C = 0,1 \text{ мкФ}$ .

### Контрольные вопросы

1. Какие колебания называются затухающими?
2. Записать дифференциальное уравнение затухающих колебаний и его решение.
3. При каком условии движение колебательной системы становится аperiodическим?
4. Каков физический смысл добротности колебательной системы?
5. От чего зависит частота колебаний в колебательном контуре?

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

### ИЗУЧЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ

Состав работы:

- лабораторный модуль \_\_\_\_\_ 1 шт.
- генератор GFG-8219A \_\_\_\_\_ 1 шт.
- приборная полка \_\_\_\_\_ 1 шт.
- осциллограф ОСУ 10В \_\_\_\_\_ 1 шт.

Параметры работы :

- сопротивление резисторов 0, 100, 200, 300, 400, 500 Ом, соответственно при положении переключателя 0, 1, 2, 3, 4, 5.
- ёмкость конденсатора ,  $C = 0,1$  мкФ.
- индуктивность катушки ,  $L = 260$  мГн.
- вид сигнала генератора «меандр»
- частота генератора - 60 Гц.